






MIRO HYDRO S

Beschermend en comfortabel Hydrocolloïd verband

MIRO HYDRO S		
type wond	doel van de behandeling	hoeveelheid wondvocht
NECROTISCHE WOND	- necrose verwijderen	
EXSUDERENDE WOND	- wond reinigen - vochtbalans herstellen	droge wond 
GEÏNFECTEERDE WOND	- wond reinigen - vochtbalans herstellen - infectie bestrijden	licht exsuderende wond 
GRANULERENDE WOND	- granulatie ondersteunen - vochtbalans controleren - wond(bodem) beschermen	matig exsuderende wond 
EPITHELIALISERENDE WOND	- wond(bodem) beschermen - vochtbalans controleren	zwaar exsuderende wond 



BESCHRIJVING MIRO HYDRO S

Miro-Hydro S is een hydrocolloïd verband dat het genezingsproces van de wond stimuleert. Het verband biedt de patiënt maximaal comfort, optimale wondbescherming en een vochtig wondmilieu. Het verband is geschikt voor licht tot matig exsuderende wonden. Miro-Hydro S is zelfklevend, steriel, hypoallergeen, semi-doorlatend en heeft een beschermende schuimlaag.

VOORDELEN VOOR DE PATIËNT EN BEHANDELAAR

- Optimale wondbescherming en maximaal draagcomfort - zachte schuimlaag
- Gebruiksvriendelijk - het verband is zelfklevend, duurzaam (tot max. 7 dagen) en vormt zich naar de contouren van de huid
- Verbandwissel schoon en minder pijnlijk - verband laat geen residu achter en verkleeft niet aan de wond

EIGENSCHAPPEN

- Beschermende toplaag - gasdoorlatend, beschermt tegen bacteriën
- Beschermende schuimlaag - ideaal om huidbeschadigingen door wrijving te voorkomen bij mensen met een verhoogde kans op decubitus
- Stimuleren van het genezingsproces - vochtig wondklimaat wordt in stand gehouden
- Duurzaam - hoge absorptiecapaciteit door de hydrocolloïd deeltjes
- Miro-Hydro S is uitstekend te combineren met Miro-Gel

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Miro-Hydro S is geschikt voor matig exsuderende rode en roze wonden. Het verband zorgt voor een vochtig wondmilieu en ondersteunt de wondgranulatie en wondepithalisatie. Miro-Hydro S herstelt en controleert de vochtbalans.

HYDROCOLLOÏD VERBAND (beschermend en comfortabel)

product	afmetingen	verpakkingseenheid
MIRO HYDRO S	10 x 10 cm	10 stuks