


# MIRO HYDRO T (thin)

## Zeer dun en doorzichtig Hydrocolloïd verband

MIRO HYDRO T			hoeveelheid wondvocht	
type wond	doel van de behandeling			
NECROTISCHE WOND	- necrose verwijderen			
EXSUDERENDE WOND	- wond reinigen - vochtbalans herstellen	droge wond	☹☹☹	
GEÏNFECTEERDE WOND	- wond reinigen - vochtbalans herstellen - infectie bestrijden	licht exsuderende wond	☹☹☹☹	
● GRANULERENDE WOND	- granulatie ondersteunen - vochtbalans controleren - wond(bodem) beschermen	matig exsuderende wond	☹☹☹☹☹	
● EPITHELIALISERENDE WOND	- wond(bodem) beschermen - vochtbalans controleren	zwaar exsuderende wond	☹☹☹☹☹☹	

### BESCHRIJVING MIRO HYDRO T

Miro-Hydro T is een dun, doorzichtig hydrocolloïd verband dat het genezingsproces van de wond stimuleert. Hydro T biedt optimaal draagcomfort voor de patiënt door de zeer dunne structuur van het verband. Het verband is geschikt voor de behandeling van licht exsuderende wonden. Miro-Hydro T is zeer dun, zelfklevend, transparant, steriel, hypoallergeen en semi-doorlatend.

### VOORDELEN VOOR DE PATIËNT EN BEHANDELAAR

- Wondbeoordeling mogelijk zonder verbandwissel - transparante folie
- Ideaal voor gewrichten en extremiteiten - uiterst dun, flexibel en vormt zich naar de contouren van de huid
- Verbandwissel schoon en minder pijnlijk - verband laat geen residu achter en verkleeft niet aan de wond
- Gebruiksvriendelijk - het verband is zelfklevend en duurzaam (tot max. 7 dagen)

### EIGENSCHAPPEN

- Beschermende toplaag - gasdoorlatend, beschermt tegen bacteriën
- Transparant verband - het inschatten van de wond is mogelijk gedurende de gehele behandeling
- Stimuleren van het genezingsproces - vochtige wondklimaat wordt in standgehouden
- Miro-Hydro T is uitstekend te combineren met: Miro-Gel

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

Miro-Hydro T is geschikt voor licht exsuderende rode en roze wonden. Het verband zorgt voor een vochtig wondmilieu en ondersteunt de wondgranulatie en wondepithalisatie. Miro-Hydro S herstelt en controleert de vochtbalans.

### CALCIUM ALGINAAT MET HYDROCOLLOÏD VEZELS (CMC)

#### HYDROCOLLOÏD VERBAND (zeer dun en doorzichtig)

product	afmetingen	verpakkingseenheid
MIRO HYDRO T (thin)	10 x 10 cm	10 stuks