



MIRO HYDROFOAM S

Hydroactief beschermend schuimverband

MIRO HYDROFOAM S		
type wond	doel van de behandeling	hoeveelheid wondvocht
NECROTISCHE WOND	- necrose verwijderen	
● EXSUDERENDE WOND	- wond reinigen - vochtbalans herstellen	droge wond 
GEÏNFECTEERDE WOND	- wond reinigen - vochtbalans herstellen - infectie bestrijden	licht exsuderende wond 
○ GRANULERENDE WOND	- granulatie ondersteunen - vochtbalans controleren - wond(bodem) beschermen	matig exsuderende wond 
EPITHELIALISERENDE WOND	- wond(bodem) beschermen - vochtbalans controleren	zwaar exsuderende wond 



BESCHRIJVING MIRO HYDROFOAM S

Hydrofoam S biedt de patiënt de combinatie van een vochtig wondmilieu en een beschermend schuimverband. Miro-Hydrofoam S is geschikt voor matig tot zwaar exsuderende wonden. Miro-hydrofoam S is zelfklevend, steriel, semi-doorlatend en hypoallergeen.

VOORDELEN VOOR DE PATIËNT EN BEHANDELAAR

- Optimale wondbescherming en maximaal draagcomfort - zachte schuimlaag
- Gebruiksvriendelijk - het verband is zelfklevend, duurzaam en vormt zich naar de contouren van de huid
- Verbandwissel schoon en minder pijnlijk - verband laat geen residu achter en verkleeft niet aan de wond

EIGENSCHAPPEN

- Miro-Hydrofoam S bestaat uit een viertal lagen
- Een zelfklevende hypoallergene laag - het verband kleeft aan de gezonde huid en niet aan de wond
- Een droge absorberende hydrogellaag - de gel wordt door het exsudaat geactiveerd en zorgt voor evenwicht in het wondmilieu gedurende 7 dagen
- Een schuimlaag - uitwisseling van waterdamp en biedt zachte, comfortabele bescherming aan de wond
- Een toplaag - lucht en waterdamp doorlatend, ondoordringbaar voor vocht en bacteriën

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Miro-Hydrofoam S is geschikt voor matig tot zwaar exsuderende gele en rode wonden. Het verband ondersteunt de wondgranulatie en herstelt en controleert de vochtbalans.

CALCIUM ALGINAAT MET HYDROCOLLOÏD VEZELS (CMC)

HYDROACTIEF SCHUIMVERBAND (beschermend)

product	afmetingen	verpakkingseenheid
MIRO HYDROFOAM S	10 x 10 cm	10 stuks