

MIRO SORB K + SORB T

Calcium-Alginaat met Hydrocolloïd (CMC)

MIRO SORB K + SORB T		
type wond	doel van de behandeling	hoeveelheid wondvocht
● NECROTISCHE WOND	- necrose verwijderen	
● EXSUDERENDE WOND	- wond reinigen - vochtbalans herstellen	droge wond 
● GEÏNFECTEERDE WOND	- wond reinigen - vochtbalans herstellen - infectie bestrijden	licht exsuderende wond 
● GRANULERENDE WOND	- granulatie ondersteunen - vochtbalans controleren - wond(bodem) beschermen	matig exsuderende wond  ●
● EPITHELIALISERENDE WOND	- wond(bodem) beschermen - vochtbalans controleren	zwaar exsuderende wond  ●



BESCHRIJVING MIRO SORB K EN T

Miro-Sorb combineert de kracht van Calcium Alginaat en Hydrocolloïd vezels (CMC) in één verband. Deze combinatie zorgt voor een sterk en verticaal absorberend vermogen. Het verband is geschikt voor de behandeling van matig tot zwaar exsuderende wonden. Miro-Sorb is zeer vormbaar, sterk absorberend, niet-klevend, steriel en beschikbaar in verband (K) en tampon (T).

VOORDELEN VOOR DE PATIËNT EN BEHANDELAAR

- Eenvoudige verbandwissel - door de sterke structuur is het verband in het geheel te verwijderen.
- Minimale verbandwissel - langdurig gebruik door zeer hoge absorptiecapaciteit
- Wondranden zijn beschermd - verticale absorptie zorgt voor bescherming
- Keuze uit een verband (Miro Sorb K) en een tampon (Miro Sorb T)

EIGENSCHAPPEN

- Sterk en snel absorberende werking door de combinatie van Calcium Alginaat en Hydrocolloïd vezels (CMC)
- Het creëren van een optimaal wondmilieu, het verband reageert met het exsudaat wat een zachte, vochtige gel vormt die bevorderlijk is voor de wondgenezing
- De gel laat gasuitwisselingen van het wondoppervlak toe en helpt lekkage door het secundaire verband te voorkomen
- Kan uitstekend worden gefixeerd met Miro Film

TOEPASSINGSGBIEDEN

Miro-Sorb is geschikt voor matig tot zwaar exsuderende gele, groene en rode wonden. Het reinigt de wond en absorbeert het exsudaat. Miro-Sorb herstelt de vochtbalans en ondersteunt de granulatie.

CALCIUM ALGINAAT MET HYDROCOLLOÏD VEZELS (CMC)

product	afmetingen	verpakkingseenheid
MIRO SORB K verband	10 x 10 cm	15 stuks
MIRO SORB T tampon	2,7 x 34 cm	10 stuks